

Brocas Descartáveis

Broca Bud



A Broca Bud é indicada para remoção controlada e progressiva de ossos e cartilagens, ampliação de óstios sinusais, mastoidectomias ou osteoplastias pré-implantações.




diâmetro

4,0 mm




diâmetro

5,0 mm



Comprimento Total




45,0 mm

55,0 mm

70,0 mm

Tipos de Engates



ER-01

Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482490025



MATERIAL
INOX



ESTERELIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS



www.biometal.med.br



(19) 3495-2485



vendas@biometal.med.br