

Brocas Descartáveis

# Broca Cilíndrica



A Broca Cilíndrica é indicada para remoção agressiva de tecido osteocartilaginoso em ressecções osteotumorais, grande osteotomias e preparo de implantes.




Ø  
diâmetro


**4,0 mm**

Ø  
diâmetro

**5,0 mm**




Comprimento Total



- 45,0 mm**
- 55,0 mm**
- 70,0 mm**

## Tipos de Engates



### Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA  
80482490025



MATERIAL  
INOX



ESTERELIZAÇÃO  
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE  
5 ANOS

