

Brocas Descartáveis

Broca Oval



A Broca Oval é indicada para remoção controlada de ossos e cartilagens, com a finalidade de realizar descompressões em estruturas nervosas ou vasculares ou preparar o local para a instalação fixadores ósseos e implantes.




4,0 mm



5,0 mm



Comprimento Total



45,0 mm

55,0 mm

70,0 mm

Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482490025



MATERIAL
INOX



ESTERELIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS

