

Brocas Descartáveis


Broca Cortante Redonda




A Broca Cortante é indicada para desbaste agressivo de ossos e cartilagens, com a finalidade de remover tumores osteocartilaginosos, compressões em estruturas nervosas ou vasculares ou preparar o local para a instalação de fixadores ósseos e implantes.



*Comprimento sob consulta



Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482490025



MATERIAL
INOX



ESTERELIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS

