

Brocas Descartáveis

# Broca Lindemann



A Broca Lindemann é indicada para realizar osteotomias e corte de tecido cartilaginoso em locais de acesso restrito.




1,6 mm



1,9 mm



Comprimento Corte



9,0 mm

15,2 mm

**OPÇÕES DE COMPRIMENTO DE CORTE:**

Ø 1,6 mm: Comprimento de corte 9,0 mm

Ø 1,9 mm: Comprimento de Corte 15,2 mm

## Tipos de Engates



### Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA  
80482490028



MATERIAL  
CARBIDE



ESTERELIZAÇÃO  
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE  
5 ANOS

