

Brocas Descartáveis

# Broca Diamantada



A Broca Diamantada é indicada para desbaste delicado e polimento de espículas de ósseas, com a finalidade de promover acabamento ósseo. Também é indicada, nas descompressões de estruturas nervosas ou vasculares junto ao osso pois não agriem diretamente os tecidos moles.

$\phi$ diâmetro 0,6 mm	$\phi$ diâmetro 0,8 mm	$\phi$ diâmetro 1,0 mm	$\phi$ diâmetro 1,4 mm	$\phi$ diâmetro 2,3 mm	$\phi$ diâmetro 3,1 mm	$\phi$ diâmetro 4,0 mm	
$\phi$ diâmetro 4,5 mm	$\phi$ diâmetro 5,0 mm	$\phi$ diâmetro 6,0 mm	$\phi$ diâmetro 7,0 mm	*Comprimento sob consulta			

## Tipos de Engates

 ER-01	 ER-02	 ER-03	 ER-04	 ER-05
 ER-06	 ER-07	 ER-08	 ER-09	 ER-10
 ER-12	 ER-13	 ER-15	 ER-16	 ER-17
 ER-18	 ER-19	 ER-20		

### Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA  
80482490024



MATERIAL  
INOX



ESTERELIZAÇÃO  
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE  
5 ANOS

