

Brocas Descartáveis


Broca Stop



A Broca Stop é indicada para realização de perfurações ósseas onde haja a necessidade de controle de profundidade durante a inserção da broca.





















ϕ 1,1 mm	ϕ 1,2 mm	ϕ 1,3 mm	ϕ 1,5 mm	ϕ 1,8 mm	ϕ 2,1 mm
4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,0 mm	10,0 mm	
12,0 mm	14,0 mm	15,0 mm	20,0 mm	Comprimento Corte	



*Comprimento sob consulta

Tipos de Engates

 ER-01	 ER-02	 ER-03	 ER-04	 ER-05
 ER-06	 ER-07	 ER-08	 ER-09	 ER-10
 ER-12	 ER-13	 ER-15	 ER-16	 ER-17
 ER-18	 ER-19	 ER-20		

Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482490025



MATERIAL
INOX



ESTERELIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS



www.biometal.med.br



(19) 3495-2485



vendas@biometal.med.br