

Brocas Descartáveis

Fresa Craniotomia



A Fresa Craniotomia é indicada para utilização em conjunto com um craniótomo elétrico ou pneumático para realização de craniotomias e laminectomias.




diâmetro

1,6 mm



Comprimento Corte




12 mm

16 mm

25 mm

Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482490025



MATERIAL
INOX



ESTERILIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS



www.biometal.med.br



(19) 3495-2485



vendas@biometal.med.br