

Linha Descartável

# Fresa Craniotomia




A Fresa Craniotomia é indicada para utilização em conjunto com um craniótomo elétrico ou pneumático para realização de craniotomias e laminectomias.



Ø  
diâmetro  
**1,6 mm**





















Comprimento Corte



- 12 mm
- 16 mm
- 25 mm

## Tipos de Engates

 ER-01	 ER-02	 ER-03	 ER-04	 ER-05
 ER-06	 ER-07	 ER-08	 ER-09	 ER-10
 ER-11	 ER-12	 ER-13	 ER-14	 ER-15
 ER-16	 ER-17	 ER-19		

### Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA  
80482490025



MATERIAL  
INOX



ESTERELIZAÇÃO  
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE  
5 ANOS

