

Linha Descartável

**Kit Craniotomia**



O Kit de Craniotomia é composto por um conjunto de instrumentos destinados a realizar o acesso ao cérebro através do procedimento de craniotomia, tendo como um dos principais objetivos a remoção de tumores cerebrais, tratamento de aneurismas ou correção de lesões traumáticas no cérebro.



**Composição do Kit**

Ref	Qty	Descrição
01	01	Cânula de aspiração
02	01	Cânula de refrigeração
03	01	Fresa para craniotomia
04	01	Broca de perfuração com stop
05	01	Broca de Parada Automática
06	01	Equipo de refrigeração em silicone 1,5m

Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA  
80482490026



MATERIAL  
N/A



ESTERILIZAÇÃO  
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE  
5 ANOS

