

Linha Descartável

Broca Cortante Esférica



A Broca Cortante Esférica é indicada para desbaste agressivo de ossos e cartilagens, com a finalidade de remover tumores osteocartilaginosos, descompressões em estruturas nervosas ou vasculares ou preparar o local para a instalação de fixadores ósseos e implantes.



Ø diâmetro 0,6 mm	Ø diâmetro 0,8 mm	Ø diâmetro 1,0 mm	Ø diâmetro 1,4 mm	Ø diâmetro 2,3 mm	Ø diâmetro 3,1 mm	Ø diâmetro 4,0 mm
Ø diâmetro 4,5 mm	Ø diâmetro 5,0 mm	Ø diâmetro 6,0 mm	Ø diâmetro 7,0 mm	*Comprimento sob consulta		



Tipos de Engates

 ER-01	 ER-02	 ER-03	 ER-04	 ER-05
 ER-06	 ER-07	 ER-08	 ER-09	 ER-10
 ER-11	 ER-12	 ER-13	 ER-15	 ER-16
 ER-17	 ER-18	 ER-19	 ER-20	

Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482490025



MATERIAL
INOX



ESTERILIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS

