



Linha Descartável

Broca Cortante Acorn


! A Broca Cortante Acorn é indicada para realizar desbaste de tecido ósseo preciso e seguro, seu formato proporciona menos vibração e um corte mais suave, geralmente é utilizada em procedimentos neurocirúrgicos, cirurgia ortopédica e de coluna.



*Comprimento sob consulta



Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482490025



MATERIAL
INOX



ESTERILIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS

