


Linha Descartável

Broca Perfuração com Stop




A Broca Stop é indicada para realização de perfurações ósseas onde haja a necessidade de controle de profundidade durante a inserção da broca.

ϕ 1,1 mm	ϕ 1,2 mm	ϕ 1,3 mm	ϕ 1,5 mm	ϕ 1,8 mm	ϕ 2,1 mm
4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,0 mm	10,0 mm	
12,0 mm	14,0 mm	15,0 mm	20,0 mm	Comprimento Corte	



*Comprimento sob consulta

Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482490025
(ER-01 - ER-20)
80482499018
(ER-21 - ER-30)



MATERIAL
INOX



ESTERELIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS

