


Linha Descartável

Broca Cortante Cabeça Fósforo


! A Broca Cabeça de Fósforo é indicada para remoções precisas de tecidos osteocartilaginosos em procedimentos minimamente invasivos da coluna, foraminotomias, craniotomias do tipo Keyhole, procedimentos maxilocraniofaciais e da base do crânio.



*Comprimento sob consulta



Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482490025



MATERIAL
INOX



ESTERILIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS

