



Linha Descartável

Broca Diamantada Cabeça Fósforo

! A Broca Cabeça de Fósforo Diamantada é indicada para desbaste e acabamento de tecidos osteocartilaginosos em procedimentos minimamente invasivos da coluna, foraminotomias, craniotomias do tipo Keyhole, procedimentos maxilocraniofaciais.




- ϕ
diâmetro
1,8 mm
- ϕ
diâmetro
2,3 mm
- ϕ
diâmetro
3,1 mm
- ϕ
diâmetro
4,0 mm



!
**DSA (DIAMANTAÇÃO
SUPER AGRESSIVA)**

Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482490024



MATERIAL
INOX



ESTERILIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS

