

Linha Descartável

Broca Cortante Cabeça Fósforo



A Broca Cabeça de Fósforo é indicada para remoções precisas de tecidos osteocartilaginosos em procedimentos minimamente invasivos da coluna, foraminotomias, craniotomias do tipo Keyhole, procedimentos maxilocraniofaciais e da base do crânio.



1,8 mm



2,3 mm



3,1 mm




4,0 mm

*Comprimento sob consulta



Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482490025
(ER-01 - ER-20)

80482499018
(ER-21 - ER-30)



MATERIAL
INOX



ESTERELIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS


www.biometal.med.br


(19) 3495-2485


vendas@biometal.med.br