

Linha Descartável

## Broca Cortante Bud

**!** A Broca Bud é indicada para remoção controlada e progressiva de ossos e cartilagens, ampliação de óstios sinusais, mastoidectomias ou osteoplastias pré-implantações.




Ø  
diâmetro

**4,0 mm**

Ø  
diâmetro


**5,0 mm**



Comprimento Total

**45,0 mm**   **55,0 mm**   **70,0 mm**

## Tipos de Engates



### Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA  
80482490025



MATERIAL  
INOX



ESTERELIZAÇÃO  
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE  
5 ANOS

