

Linha Descartável

Broca Diamantada Cabeça Fósforo




A Broca Cabeça de Fósforo Diamantada é indicada para desbaste e acabamento de tecidos osteocartilaginosos em procedimentos minimamente invasivos da coluna, foraminotomias, craniotomias do tipo Keyhole, procedimentos maxilocraniofaciais.

*Comprimento sob consulta



Tipos de Engates

**DSA (DIAMANTAÇÃO
SUPER AGRESSIVA)**



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482490024
(ER-01 - ER-20)
80482499017
(ER-21 - ER-30)



MATERIAL
INOX



ESTERELIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS



www.biometal.med.br



(19) 3495-2485



vendas@biometal.med.br