


Linha Descartável

Broca Cortante Oval (Egg)

! A Broca Oval é indicada para remoção controlada de ossos e cartilagens, com a finalidade de realizar desconpressões em estruturas nervosas ou vasculares ou preparar o local para a instalação fixadores ósseos e implantes.




45,0 mm

55,0 mm

70,0 mm

Tipos de Engates


Informações Técnicas


REGISTRO ANVISA
80482490025



MATERIAL
INOX



ESTERILIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS

