

Linha Descartável

Broca Cortante Pêra



A Broca Pêra é indicada para remoção de tecido osteocartilaginosos com mínima vibração e geração de espículas ósseas. Pode ser utilizada em osteoplastias e preparação de implantes.



diâmetro

4,0 mm




diâmetro

5,0 mm



Comprimento Total




45,0 mm

55,0 mm

70,0 mm

Tipos de Engates



ER-01

Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482490025



MATERIAL
INOX



ESTERELIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS

