

Linha Descartável

## Broca Corte Lateral Tronco Cônic

**!** A Broca Corte Lateral é indicada para realizar perfurações, cortes precisos e osteotomias delicadas em ossos, cartilagens, além de ser eficaz nas remoções dentárias.



Ø  
diâmetro

**1,0 mm**

**699**

Ø  
diâmetro

**1,2 mm**

**701**

Ø  
diâmetro

**1,6 mm**

**702**

Ø  
diâmetro

**2,1 mm**

**703**



Comprimento Corte



**4,6 mm**

**5,1 mm**

**7,6 mm**


**OPÇÕES DE COMPRIMENTO DE CORTE:**

699: Comprimento de corte 4,6mm

701: Comprimento de corte 5,1mm

702 / 703: Comprimento de Corte 5,1mm ou 7,6mm

## Tipos de Engates



### Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA  
80482490028



MATERIAL  
CARBIDE



ESTERELIZAÇÃO  
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE  
5 ANOS

