



Linha Descartável

## Broca Corte Lateral Lindemann


! A Broca Lindemann é indicada para realizar osteotomias e corte de tecido cartilaginoso em locais de acesso restrito.



**OPÇÕES DE COMPRIMENTO DE CORTE:**

- Ø 1,6 mm: Comprimento de corte 9,0 mm
- Ø 1,9 mm: Comprimento de corte 15,2 mm

## Tipos de Engates



### Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA  
80482490028



MATERIAL  
CARBIDE



ESTERELIZAÇÃO  
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE  
5 ANOS

