


Linha Descartável


Micro Lâmina Reciprocante



A Micro Lâmina Reciprocante é frequentemente utilizada na cirurgia bucomaxilofacial e pequenos fragmentos para realizar osteotomias com alta precisão e controle através de oscilações no sentido vertical.





Modelo:
BLR-01



ÁREA DE CORTE "A"	22 mm					27 mm				
COMPRIMENTO HASTE "B"	29,5 mm	40,0mm	42,7 mm	56,0 mm	60,0 mm	29,5 mm	40,0mm	42,7 mm	56,0 mm	60,0 mm
ESPESSURA LÂMINA	0,4 mm									

Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482499009



MATERIAL
INOX



ESTERELIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS

