


Linha Descartável


Micro Lâmina Reciprocante



A Micro Lâmina Reciprocante é frequentemente utilizada na cirurgia bucomaxilofacial e pequenos fragmentos para realizar osteotomias com alta precisão e controle através de oscilações no sentido vertical.



Modelo:
BLR-02



ÁREA DE
CORTE "A"

10,0 mm

20,0mm

30,0 mm

ESPESSURA
LÂMINA

0,3 mm

Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482499009



MATERIAL
INOX



ESTERELIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS

