

Linha Descartável

Fresa Percutânea



A Fresa Osteotomia Percutânea é indicada para procedimentos minimamente invasivos em pequenos fragmentos com o objetivo de realizar perfurações, cortes, desbaste, acabamentos, raspagem óssea.

Modelo

Descritivo e Dimensões



Fresa Reta de corte linear para osteotomia percutânea ϕ 2,0 mm X 13 mm



Fresa Reta de corte linear para osteotomia percutânea ϕ 2,2 mm X 25 mm



Fresa Reta de corte helicoidal para osteotomia percutânea ϕ 2,0 mm X 8 mm




Fresa Reta de corte helicoidal para osteotomia ϕ 2,2 mm X 12 mm



Fresa Reta de corte helicoidal para osteotomia ϕ 2,9 mm X 13,2 mm





Fresa Cônica de corte helicoidal para raspagem óssea ϕ 4,3 mm X 13 mm



Fresa Cônica de corte helicoidal para raspagem óssea ϕ 5,0 mm X 15 mm

Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482490025



MATERIAL
INOX



ESTERELIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS

