

**Linha Descartável**

## Broca Corte Lateral Tronco Cônica



A Broca Corte Lateral é indicada para realizar perfurações, cortes precisos e osteotomias delicadas em ossos, cartilagens, além de ser eficaz nas remoções dentárias.

**Carbide:** O carboneto de tungstênio se destaca pela alta dureza e resistência, proporcionando cortes precisos e duráveis, mesmo em materiais extremamente duros. No contexto de produtos para a saúde, ele oferece diversas vantagens, principalmente em durabilidade do corte e transferência térmica.



**699**



**701**



**702**



**703**



Comprimento Corte



**4,6 mm**

**5,1 mm**

**7,6 mm**


**OPÇÕES DE COMPRIMENTO DE CORTE:**

699: Comprimento de corte 4,6mm

701: Comprimento de corte 5,1mm

702 / 703: Comprimento de Corte 5,1mm ou 7,6mm

## Tipos de Engates



**CARBIDE** (CARBONETO  
DE TUNGSTÊNIO)

### Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA  
80482490028



MATERIAL  
CARBIDE



ESTERELIZAÇÃO  
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE  
5 ANOS



[www.biometal.med.br](http://www.biometal.med.br)



(19) 3495-2485



[vendas@biometal.med.br](mailto:vendas@biometal.med.br)