

Linha Descartável

## Broca Corte Lateral Lindemann



A Broca Lindemann é indicada para realizar osteotomias e corte de tecido cartilaginoso em locais de acesso restrito.

**Carbide:** O carboneto de tungstênio se destaca pela alta dureza e resistência, proporcionando cortes precisos e duráveis, mesmo em materiais extremamente duros. No contexto de produtos para a saúde, ele oferece diversas vantagens, principalmente em durabilidade do corte e transferência térmica.

Ø  
diâmetro


1,6 mm

Ø  
diâmetro

1,9 mm



Comprimento Corte



9,0 mm


15,2 mm

**OPÇÕES DE COMPRIMENTO DE CORTE:**

Ø1,6 mm: Comprimento de corte 9,0 mm

Ø1,9 mm: Comprimento de corte 15,2 mm

## Tipos de Engates



**CARBIDE** (CARBONETO  
DE TUNGSTÊNIO)

### Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA  
80482490028



MATERIAL  
CARBIDE



ESTERELIZAÇÃO  
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE  
5 ANOS



www.biometal.med.br



(19) 3495-2485



vendas@biometal.med.br