


Linha Permanente

Kit Removedor de Acetábulo



O kit Removedor de Acetábulo é um conjunto de instrumentos e ferramentas utilizadas em conjunto com lâmina removidora de acetábulo em procedimentos cirúrgicos de substituição de quadril (artroplastia de quadril) ou reparação de lesões graves nessa região facilitando a remoção ou modificação da cartilagem acetabular.



O Kit pode ser montado com peças individualmente

Composição do Kit

| Ref | Qtd | Descrição |
|-----|-----------|--|
| 01 | 01 (Cada) | Centralizador esférico grande \varnothing 42mm até 60mm |
| 02 | 02 (Cada) | Centralizador esférico pequeno \varnothing 22mm até 36mm |
| 03 | 01 | Chave cardan hexagonal 3.50mm |
| 04 | 01 | Chave T 3.50mm |
| 05 | 02 | Haste fixa para lâmina extratora intercambiavel |
| 06 | 02 | Osteotomo curvo 15 graus |
| 07 | 01 | Caixa com bandeja |

Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482490020



MATERIAL
N/A



ESTERELIZAÇÃO
N/A



VALIDADE
N/A

