


Linha Descartável

Micro Lâmina Sagital



A Micro Lâmina Sagital é frequentemente utilizada na cirurgia bucomaxilofacial e pequenos fragmentos para realizar osteotomias com alta precisão e controle através de oscilações no sentido longitudinal.

Modelo:
BLS-01



COMPRIMENTO "A"	24,0 mm	27,0 mm	28,0 mm	30,0 mm	35,0 mm	40,0 mm	45,0 mm
LARGURA "B"	7,0 mm	9,0 mm					
ESPESSURA	0,5 mm						

Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482499009



MATERIAL
INOX



ESTERILIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS



www.biometal.med.br



(19) 3495-2485



vendas@biometal.med.br