

Linha Permanente

Broca Flexível Acetabular




A Broca Flexível Acetabular é indicada para perfuração do acetábulo em procedimentos ortopédicos de substituição do quadril (artroplastia de quadril). A flexibilidade da broca ajuda os cirurgiões a alcançar ângulos e posições específicas de perfuração, facilitando a inserção e fixação bem-sucedida dos implantes.



- 250 mm
- 260 mm
- 270 mm
- 280 mm
- 290 mm
- 300 mm
- 310 mm
- 320 mm


Comprimento Total



diâmetro
3,2 mm

diâmetro
4,5 mm

Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482490019



MATERIAL
INOX



ESTERELIZAÇÃO
N/A



VALIDADE
N/A

