


Linha Permanente

Broca Flexível Acetabular




A Broca Flexível Acetabular é indicada para perfuração do acetábulo em procedimentos ortopédicos de substituição do quadril (artroplastia de quadril). A flexibilidade da broca ajuda os cirurgiões a alcançar ângulos e posições específicas de perfuração, facilitando a inserção e fixação bem-sucedida dos implantes.

COMPRIMENTO ÁREA DE CORTE "A"	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm
COMPRIMENTO TOTAL "B"	205 mm	210 mm	215 mm	220 mm	225 mm	230 mm	235 mm	240 mm



ϕ diâmetro	ϕ diâmetro	ϕ diâmetro	ϕ diâmetro
3,2 mm	3,5 mm	3,8 mm	4,5 mm

Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482499024



MATERIAL
INOX



ESTERELIZAÇÃO
N/A



VALIDADE
N/A



www.biometal.med.br



(19) 3495-2485



vendas@biometal.med.br