

Linha Descartável

**Broca Cortante Flexível SKB**



A Broca Cortante Flexível SKB é indicada para desbaste ósseo agressivo e no acesso das estruturas da base do crânio como nas ressecções tumorais da base do crânio e em procedimentos da hipófise.



∅  
diâmetro  
**1,5 mm**

∅  
diâmetro  
**2,0 mm**


∅  
diâmetro  
**2,5 mm**








∅  
diâmetro  
**3,0 mm**

∅  
diâmetro  
**4,0 mm**

∅  
diâmetro  
**5,0 mm**



**Tipos de Engates**



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA  
80482499005



MATERIAL  
INOX



ESTERILIZAÇÃO  
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE  
5 ANOS

