

Linha Descartável

## Broca Cortante Flexível Cabeça Fósforo SKB



A Broca Cabeça de Fósforo Flexível é indicada para realizar o desbaste ósseo com precisão, no acesso das estruturas da base do crânio como nas ressecções tumorais e em procedimentos da hipófise.



∅  
diâmetro

1,5 mm

∅  
diâmetro

2,0 mm

∅  
diâmetro

2,5 mm

\*Comprimento sob consulta

∅  
diâmetro

3,0 mm





∅  
diâmetro

4,0 mm

∅  
diâmetro

5,0 mm

## Tipos de Engates



### Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA  
80482499005



MATERIAL  
INOX



ESTERILIZAÇÃO  
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE  
5 ANOS

