

Linha Descartável

Broca Diamantada Flexível SKB




A Broca Diamantada Flexível é indicada para abrasão e remoção de espículas ósseas, com a finalidade de promover acabamento ósseo. Pode ser usada como adjuvante nos acessos transesfenoidais em que estruturas nervosas e vasculares estão justapostas ao osso.



∅
diâmetro
1,5 mm

∅
diâmetro
2,0 mm

∅
diâmetro
2,5 mm








∅
diâmetro
3,0 mm

∅
diâmetro
4,0 mm

∅
diâmetro
5,0 mm



Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482499006



MATERIAL
INOX



ESTERILIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS

