

Linha Descartável

Broca Diamantada Cabeça de Fósforo SKB



A Broca Cabeça de Fósforo Diamantada Flexível é indicada para abrasão agressiva e remoção de espículas ósseas, com a finalidade de promover acabamento ósseo. Pode ser usada como adjuvante nos acessos transfenoidais em que estruturas nervosas e vasculares estão justapostas ao osso.



diâmetro

1,0 mm



diâmetro

1,5 mm



diâmetro

2,5 mm



diâmetro

3,0 mm



diâmetro



4,0 mm



diâmetro





5,0 mm

*Comprimento sob consulta



**DSA (DIAMANTAÇÃO
SUPER AGRESSIVA)**

Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482499006



MATERIAL
INOX



ESTERELIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS

