

Línea Desechable

Cortador de Craniotomía



El cortador de craniotomía es adecuado para usarse en conjunto con un craniotomo eléctrico o neumático para realizar craniotomías y laminectomías.




diámetro

1,6 mm



Longitud de Corte




12 mm

16 mm

25 mm

Tipos de Acoplamiento



Información Técnica



REGISTRO ANVISA
80482490025
(ER-01 - ER-20)
80482499018
(ER-21 - ER-30)



MATERIAL
ACERO INOXIDABLE



ESTERILIZACIÓN
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ
5 AÑOS



www.biometal.med.br



(19) 3495-2485



vendas@biometal.med.br