



Línea Desechable

Broca de Perforación (Con Stop)




La Broca de Perforación en Espiral (Con Stop) es indicada para la perforación de hueso donde se requiere control de profundidad durante la inserción.



*Longitud según solicitud

Tipos de Acoplamiento



Información Técnica



REGISTRO ANVISA
80482490025
(ER-01 - ER-20)

80482499018
(ER-21 - ER-30)



MATERIAL
ACERO INOXIDABLE



ESTERILIZACIÓN
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ
5 AÑOS



www.biometal.med.br



(19) 3495-2485



vendas@biometal.med.br