


Línea Desechable


Cuchillas Microquirúrgicas




Las Cuchillas Microquirúrgicas están destinadas a procedimientos que exigen extrema precisión y control. El material utilizado y el proceso de afilado de alta precisión aseguran la seguridad y minimizan el riesgo de lesiones tisulares durante la incisión. El diseño de las cuchillas ofrecen facilidad de uso y eficacia, características que rara vez se logran con bisturíes convencionales.




Cuchilla de Gancho: Esta cuchilla tiene una geometría de corte en forma de gancho en I que facilita pequeñas perforaciones y cortes precisos, y se utiliza generalmente en cirugías de extracción de tumores cerebrales, separación de tejido blando y decompresión microvascular.





Cuchilla Cuva: Esta cuchilla tiene una geometría de corte en arco que facilita enganchar tejidos para el corte y generalmente se utiliza en cirugías transesfenoidales y en incisiones de tejidos blandos.



Cuchilla Recta: Esta cuchilla tiene un afilado en el extremo en un ángulo de 25°, su geometría puntiaguda facilita la perforación e incisiones en lugares estrechos.



Cuchilla Duramadre: Estas cuchillas fueron diseñadas especialmente para el corte de la duramadre, su protector curvo y sin filo protege los tejidos subyacentes mientras que su cuchilla ultra afilada promueve un corte seguro y minimiza los riesgos de lesiones.



Información Técnica



REGISTRO ANVISA
 80482499010



MATERIAL
 INOX



ESTERILIZACIÓN
 ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ
 5 AÑOS

