

**Línea Desechable**

**Kit de Craneotomía**

**!** El Kit de Craneotomía consiste en un conjunto de instrumentos diseñados para acceder al cerebro utilizando el procedimiento de craneotomía, uno de los principales objetivos del cual es eliminar tumores cerebrales, tratar aneurismas o reparar lesiones traumáticas en el cerebro.



**Contenido Del Kit**

Ref	Qty	Descrição
01	01	Cánula de Succión
02	01	Cánula de Enfriamiento
03	01	Cortador de Craneotomía
04	01	Brocas de Perforación en Espiral (Con Stop)
05	01	Perforador Craneal Auto Stop (Trepanación)
06	01	Manguera de Silicona (1,5m).

**Información Técnica**



REGISTRO ANVISA  
80482490026



MATERIAL  
N/A



ESTERILIZACIÓN  
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ  
5 AÑOS

