

Línea Desechable


Fresa Acanalada Redonda




La Fresa Acanalada Redonda es indicada para el desbaste agresivo de huesos y cartílagos, con el fin de remover tumores osteocartilaginosos, realizar descompresiones en estructuras nerviosas o vasculares o preparar el área para la instalación de fijadores óseos y implantes.



*Longitud según solicitud



Tipos de Acoplamiento



Información Técnica



REGISTRO ANVISA
80482490025
(ER-01 - ER-20)
80482499018
(ER-21 - ER-30)



MATERIAL
ACERO INOXIDABLE



ESTERILIZACIÓN
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ
5 AÑOS



www.biometal.med.br



(19) 3495-2485



vendas@biometal.med.br