


Línea Desechable


Fresa Diamantada Redonda



La Fresa Diamantada Redonda es indicada para el desbaste y pulido delicado de espículas óseas, con el propósito de promover el acabado óseo. También es indicada para la descompresión de estructuras nerviosas o vasculares adyacentes al hueso, ya que no daña directamente los tejidos blandos.



Tipos de Acoplamiento



Información Técnica



REGISTRO ANVISA
80482490024
(ER-01 - ER-20)
80482499017
(ER-21 - ER-30)



MATERIAL
ACERO INOXIDABLE



ESTERILIZACIÓN
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ
5 AÑOS



www.biometal.med.br



(19) 3495-2485



vendas@biometal.med.br