


Línea Desechable


Fresa Diamantada Redonda



La Fresa Diamantada Redonda es indicada para el desbaste y pulido delicado de espículas óseas, con el propósito de promover el acabado óseo. También es indicada para la descompresión de estructuras nerviosas o vasculares adyacentes al hueso, ya que no daña directamente los tejidos blandos.



Tipos de Acoplamiento



Información Técnica



REGISTRO ANVISA
 80482490024



MATERIAL
 ACERO INOXIDABLE



ESTERILIZACIÓN
 ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ
 5 AÑOS

