

Línea Desechable


Fresa Acorn




La Fresa Acorn es indicada para el desbaste óseo preciso y seguro. Su diseño proporciona menos vibración y un corte más suave. Se utiliza generalmente en cirugía neuroquirúrgica, ortopédica y de la columna vertebral.



*Longitud según solicitud



Tipos de Acoplamiento



Información Técnica



REGISTRO ANVISA
80482490025



MATERIAL
INOX



ESTERILIZACIÓN
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ
5 AÑOS

