


Línea Desechable

Fresa Match Head


! La Fresa Match Head es indicada para la extracción precisa de tejidos osteocartilaginosos en procedimientos espinales mínimamente invasivos, foraminotomías, craniotomías do tipo "keyhole, procedimientos maxilocraniofaciales y de la base del cráneo.



- ϕ
diámetro
1,8 mm
- ϕ
diámetro
2,3 mm
- ϕ
diámetro
3,1 mm
- ϕ
diámetro
4,0 mm



Tipos de Acoplamiento



Información Técnica



REGISTRO ANVISA
80482490025



MATERIAL
ACERO INOXIDABLE



ESTERILIZACIÓN
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ
5 AÑOS

