

Línea Desechable
Fresa Flexible Diamantada Redonda SKB

(Mínimamente Invasiva)




La Fresa Flexible Diamantada Redonda SKB es indicada para el desbaste y pulido delicado de espículas óseas, con el fin de promover el acabado óseo. Puede utilizarse como adyuvante en accesos transfenoidales donde las estructuras nerviosas y vasculares se yuxtaponen al hueso.



diámetro
1,5 mm

diámetro
2,0 mm


diámetro
2,5 mm








diámetro
3,0 mm

diámetro
4,0 mm

diámetro
5,0 mm



Tipos de Acoplamiento


Información Técnica

 REGISTRO ANVISA
 80482499006

 MATERIAL
 ACERO INOXIDABLE

 ESTERILIZACIÓN
 ÓXIDO DE ETILENO

 VALIDEZ
 5 AÑOS
