


Línea Desechable

Fresa Bud

! La Fresa Bud es indicada para la remoción controlada y progresiva de hueso y cartílago. Se utiliza generalmente para la ampliación de ostias sinusales, mastoidectomías, osteoplastias o preparar el area para la instalación de implantes.



Longitud Total



45,0 mm

55,0 mm

70,0 mm

Tipos de Acoplamiento



Información Técnica



REGISTRO ANVISA
80482490025



MATERIAL
ACERO INOXIDABLE



ESTERILIZACIÓN
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ
5 AÑOS

