



Línea Desechable


## Fresa Ovalada (Egg)



La Fresa Ovalada es indicada para la remoción controlada de hueso y cartílago con el fin de descomprimir estructuras nerviosas o vasculares y preparar el area para la instalación implantes.



## Tipos de Acoplamiento



### Información Técnica



REGISTRO ANVISA  
80482490025



MATERIAL  
ACERO INOXIDABLE



ESTERILIZACIÓN  
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ  
5 AÑOS

