

Línea Desechable

Fresa Pera



La Fresa Pera es indicada para la remoción de tejido osteocartilaginoso con mínima vibración y generación de espículas óseas. Puede utilizarse en osteoplastias y en la preparación del area para la instalación implantes.




diámetro

4,0 mm




diámetro

5,0 mm



Longitud Total




45,0 mm

55,0 mm

70,0 mm

Tipos de Acoplamiento



ER-01

Información Técnica



REGISTRO ANVISA
80482490025



MATERIAL
ACERO INOXIDABLE



ESTERILIZACIÓN
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ
5 AÑOS

