

Línea Desechable

Fresa Corte Cruzado (Carburo)



La Fresa de Corte Cruzado es indicada para realizar perforaciones, cortes precisos y osteotomías delicadas en huesos y cartílago, así como en remociones dentales.



∅
diámetro

1,0 mm

699

∅
diámetro

1,2 mm

701

∅
diámetro

1,6 mm

702

∅
diámetro

2,1 mm

703



Longitud de Corte



4,6 mm

5,1 mm

7,6 mm


OPCIONES DE LONGITUD DE CORTE:

699: Longitud de corte 4,6 mm

701: Longitud de corte 5,1 mm

702/703: Longitud de corte 5,1 o 7,6 mm

Tipos de Acoplamiento



Información Técnica



REGISTRO ANVISA
80482490028



MATERIAL
CARBIDE



ESTERILIZACIÓN
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ
5 AÑOS

