

Línea Desechable

Fresa Corte Cruzado (Carburo)



La Fresa de Corte Cruzado es indicada para realizar perforaciones, cortes precisos y osteotomías delicadas en huesos y cartílago, así como en remociones dentales.

Carburo: el carburo de tungsteno se destaca por su elevada dureza y resistencia, proporcionando cortes precisos y duraderos, incluso en materiales extremadamente duros. En el contexto de los productos para la salud, ofrece varias ventajas, principalmente en términos de durabilidad de corte y transferencia térmica.



699



701



702



703



Longitud de Corte



4,6 mm

5,1 mm

7,6 mm


OPCIONES DE LONGITUD DE CORTE:

699: Longitud de corte 4,6 mm

701: Longitud de corte 5,1 mm

702/703: Longitud de corte 5,1 o 7,6 mm

Tipos de Acoplamiento



ER-01



CARBIDE (CARBURO DE
TUNGSTENO)

Información Técnica



REGISTRO ANVISA
80482490028



MATERIAL
CARBIDE



ESTERILIZACIÓN
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ
5 AÑOS



www.biometal.med.br



(19) 3495-2485



vendas@biometal.med.br